

### INDICAÇÃO:

Evolay Opaco é utilizado para mascaramento de superfícies metálicas e pinos em trabalhos protéticos.

### CONTRA INDICAÇÕES:

O uso deste produto médico é contraindicado em pessoas com conhecida sensibilização da pele (dermatite de contato) aos monômeros polimerizáveis, pois podem causar reações alérgicas as pessoas hipersensíveis.

### INSTRUÇÕES DE USO:

Agite antes de usar.

Limpar bem o metal com álcool e deixar secar. Na aplicação, utilize sempre um pincel limpo para aplicar uma camada de Evolay Silano. Deixar secar por 1 minuto para aplicação do Evolay Opaco. Manter na estufa para secagem entre 40oC e 60 oC, durante mínimo de 30 minutos.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

- Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos componentes da fórmula, o produto não deve ser utilizado.
- Utilizar o produto em local ventilado, utilizando espátula, luvas, máscara e óculos de proteção.
- O manuseio desse produto não é recomendável para gestantes e lactantes.
- Mantenha o recipiente fechado.
- Não reutilizar as embalagens.
- Seguir corretamente as instruções de uso, a fim de manter as propriedades e desempenho do produto definida pelo fabricante.
- Seguir os procedimentos usuais para controle microbiológico durante a manipulação.
- Todo o ambiente de manipulação, inclusive utensílios e instrumentos devem estar livres de cera e gordura para que não afete a aderência química entre as resinas.
- Não descartar os resíduos em esgotos domésticos.
- Somente para uso odontológico.
- Conservar ao abrigo de luz e calor.

### CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS:

- Facilidade de manuseio.
- Resultados estéticos e eficazes na opacificação de qualquer estrutura metálica.
- Independência no modo de polimerização.

### APRESENTAÇÕES:

Embalagem com 1 unidade de 10ml.

### COR:

Rosa

### COMPOSIÇÃO:

Polimetilmetacrilato

Acetato de Etila

Pigmentos.

### VALIDADE:

2 anos a partir da data de fabricação.

### ANVISA N°:

82426979010

### RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Jéssica Augusto.  
CRQ IV-04270957

**ATENÇÃO:** Utilize nossos canais gratuitos de atendimento para obter a correlação entre o produto fornecido e a versão da instrução de uso correspondente. Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao serviço de atendimento ao cliente (SAC) por meio do 0800 058 8888.

### INDICATION:

Evolay Opaque is used for masking metal surfaces and pins in prosthetic work.

### CONTRAINDICATIONS:

The use of this medical product must not be used in people with known skin sensitization (contact dermatitis) to polymerizable monomers, as they can cause allergic reactions to hypersensitive people.

### INSTRUÇÕES PARA USO:

Shake before use.

Clean the metal well with alcohol and let it dry. When applying, always use a clean brush to apply a layer of Evolay Silane. Let dry for 1 minute before applying Evolay Opaque. Keep it in the oven to dry between 40 and 60 °C for at least 30 minutes.

### WARNINGS/PRECAUTIONS:

- When there is proven allergy to any of the components of the formula, the product should not be used.
- Use the product in a ventilated place, using a spatula, gloves, mask and safety glasses.
- The handling of this product is not recommended for pregnant or lactating women.
- Keep the container closed.
- Do not reuse the packaging.
- Follow the instructions for use correctly, in order to maintain the properties and performance of the product defined by the manufacturer.
- Follow the usual procedures for microbiological control during manipulation.
- The entire handling environment, including utensils and instruments, must be free of wax and grease so as not to affect the chemical adhesion between resins.
- Do not dispose of the residues in domestic sewers  
For dental use only.
- Keep away from light and heat.

### CHARACTERISTICS/BENEFITS:

- Ease of handling.
- Aesthetic and effective results in opacification of any metal structure.
- Independence in the polymerization mode.

### PRESENTATIONS:

Package with 1 unit of 10ml.

### COLOR:

Pink

### COMPOSITION:

Polymethylmethacrylate  
Ethyl Acetate  
Pigments.

### SHELF LIFE:

2 years as of date of manufacture.

### ANVISA Nº:

82426979010

### TECHNICAL OFFICER:

Jéssica Augusto  
CRQ IV-04270957

**ATTENTION:** Use our free support channels to obtain the correlation between the purchased product and the corresponding usage instruction version. To obtain, free of charge, these Instructions for Use in printed format, ask the customer service (SAC) on 0800 058 8888.

### INDICACIÓN:

Evolay Opaque se utiliza para enmascarar superficies metálicas y clavos en trabajos protésicos.

### CONTRAINDICACIONES:

El uso de este producto médico no debe utilizarse en personas con sensibilización cutánea conocida (dermatitis de contacto) a monómeros polimerizables, ya que pueden causar reacciones alérgicas a personas hipersensibles.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Agitar antes de usar.  
Limpiar bien el metal con alcohol y dejar secar. Al aplicar, utilice siempre un pincel limpio para aplicar una capa de Evolay Silane. Deje secar durante 1 minuto para aplicar Evolay Opaque. Mantener en horno de secado entre 40 y 60 oC durante al menos 30 minutos.

### ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES:

- En caso de alergia demostrada a alguno de los componentes de la fórmula, no debe utilizarse el producto.
- Utilizar el producto en local ventilado, con espátula, guantes, mascarilla y gafas de seguridad.
- No se recomienda la manipulación de este producto a mujeres embarazadas y en período de lactancia.
- Mantener el envase cerrado.
- No reutilizar el envase.
- Seguir correctamente las instrucciones de uso, para mantener las propiedades y prestaciones del producto definidas por el fabricante.
- Seguir los procedimientos habituales de control microbiológico durante la manipulación.
- Todo el entorno de manipulación, incluyendo utensilios e instrumentos, debe estar libre de cera y grasa para que no afecte a la adherencia química entre resinas.
- No tirar los residuos al alcantarillado doméstico  
Sólo para uso dental.
- Mantener alejado de la luz y el calor.

### CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Fácil de manipular.
- Resultados estéticos y eficaces en la opacificación de cualquier estructura metálica.
- Independencia en el modo de polimerización.

### PRESENTACIONES:

Envase con 1 unidad de 10ml.

### COLOR:

Rosa

### COMPOSICIÓN:

Polimetilmetacrilato  
Acetato de etilo  
Pigmentos.

### VALIDEZ:

2 años a partir de la fecha de fabricación.

### ANVISA N°:

82426979010

### RESPONSABLE TÉCNICO:

Jéssica Augusto.  
CRQ IV-04270957

**ATENCIÓN:** Utilice nuestros canales de soporte gratuitos para obtener la correlación entre el producto adquirido y la versión de instrucciones de uso correspondiente. Para obtener, de forma gratuita, estas Instrucciones de Uso en formato impreso, solicítelas al servicio de atención al cliente (SAC) en el 0800 058 8888.