

INDICAÇÃO:

Evolut DLA é indicado para a confecção de próteses totais, próteses parciais removíveis, protocolos sobre implantes, bem como para restaurações ou próteses provisórias. Sua excelente resistência e durabilidade fazem dele uma escolha ideal para reabilitações dentárias, proporcionando não apenas funcionalidade, mas também conforto e estética aos pacientes.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não existem efeitos colaterais adversos conhecidos, quando o produto é usado conforme os procedimentos usuais.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Conservar ao abrigo de luz e calor.
Somente para uso odontológico.
Utilizar tabela de articulação e escala de cor Evolut DLA.

INSTRUÇÕES DE USO:

Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.

Para melhor adesão dos dentes ao polímero da base da prótese, tirar o brilho da base do dente com uma ferramenta abrasiva. Após o isolamento da mufla e antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com removedor de ceras.

Recomendações ao paciente: Para aumentar a durabilidade dos dentes, é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas, como ácidos ou álcalis.

CARACTERÍSTICAS/BENEFÍCIOS:

- O Evolut DLA (Double Linked Active) possui um aditivo orgânico inovador, capaz de oferecer benefícios excepcionais, pelo duplo reforço de crosslink, aumentando a resistência ao desgaste e ao impacto. Esse sistema avançado prolonga a vida útil da prótese e proporciona maior conforto ao paciente.
- Prensagem em três camadas, proporcionando um aspecto natural e realista.
- Anatomia desenvolvida para proporcionar dentes com características naturais, com texturas específicas capazes de transmitir translucidez e realismo à prótese.
- Produção de alta precisão, utilizando matrizes de aço desenvolvidas com tecnologia CAD/CAM, garantindo maior simetria e riqueza de detalhes.
- Matérias-primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, assegurando uma melhor adesão e integração.
- Ampla gama de cores e formas.
- Estabilidade de cores das camadas aprimoradas, garantindo uma estética duradoura e natural.
- Incisais caracteristicamente azulados, trazendo excelentes resultados estéticos.

• Pigmentos biocompatíveis, seguros e adequados para uso odontológico.

• Fluorescência natural, conferindo um visual autêntico sob diferentes condições de luz.

• Conformidade com a norma ISO 22112, assegurando qualidade e segurança.

MODELOS:**Anteriores Superiores:**

O43, O47, R45, R46, R47, R49, S43, S44, T44, T45 e T46.

Anteriores Inferiores:

L33, L35, L36 e L38.

Posteriores Superiores e Inferiores:

30, 32 e 34.

CORES:

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3, D3, BL2, BL3.

COMPOSIÇÃO:

Polimetilmetacrilato
Dimetacrilato de Etilenoglicol
Fluorescente
Pigmentos Biocompatíveis
Aditivo Orgânico.

VALIDADE:

10 anos a partir da data de fabricação.

ANVISA N°: 82426979002

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Jéssica Augusto.
CRQ IV-04270957

TABELA DE ARTICULAÇÃO	
ANTERIOR	POSTERIORES
T44 - L33 - L35	30 - 32
T45 - L33 - L35 - L36	32 - 34
T46 - L35 - L36 - L38	32 - 34
O43 - L33 - L35 - L36	30 - 32
O47 - L38 - L39	34
R45 - L33 - L35	32
R46 - L33 - L35 - L36	32 - 34
R47 - L38	34
R49 - L38	34
S43 - L33 - L35 - L36	30 - 32
S44 - L33 - L35 - L36 - L38	30 - 32 - 34

ATENÇÃO: Utilize nossos canais gratuitos de atendimento para obter a correlação entre o produto fornecido e a versão da instrução de uso correspondente. Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao serviço de atendimento ao cliente (SAC) por meio do 0800 058 8888.

*Consulte disponibilidade.

INDICATION:

Evolut DLA suitable for full dentures, removable partial dentures, protocols over implants, restorations or provisional prostheses. Excellent abrasion resistance and durability convert it to the ideal choice for dental rehabilitations, providing not only functionality, but also comfort and aesthetics for your patients.

CONTRAINDICATIONS:

Unknown adverse side effects when product is used according to usual procedures.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

Keep away from light and heat.
For dental use only.
Use the Evolut DLA shade guide and articulation table.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Follow the usual procedures for selection, assembly, articulation, acrylization, microbiological control and maintenance of denture, as well as for individual protection.

For a better teeth adhesion to the polymer prosthesis base, remove the brightness from the tooth base using an abrasive tool. After flask insulation and before acrylic application, clean the teeth base using a wax remover product.

Recommendations to the patient: To increase teeth durability, daily hygiene is recommended without using any aggressive substances, like acids or alkalis.

CHARACTERISTICS / BENEFITS:

- Evolut DLA (Double Linked Active) features an innovative organic additive capable of providing exceptional benefits through dual crosslink reinforcement, increasing wear and impact resistance. This advanced system extends the prosthesis life and provides greater patient comfort.
- Pressed in a three layering process, providing a natural and realistic appearance.
- Anatomy designed to provide teeth with natural characteristics, featuring specific textures that enhance translucency and realism in the prosthesis.
- High-precision production process using stainless steel matrices developed by CAD/CAM technology, ensuring greater symmetry and details richness.
- Selected raw materials, compatible with prosthesis base, ensuring better adhesion and integration.
- Wide range of colors and moulds.
- Enhanced layer color stability, guaranteeing long-lasting and natural aesthetics.
- Characteristically bluish incisal edges, providing excellent aesthetic results.
- Biocompatible pigments, safe and suitable for dental use.

- Natural fluorescence, offering an authentic look under any different lighting conditions.

- Compliant to ISO 22112, ensuring quality and safety.

MODELS:

Upper Anterior:

O43, O47, R45, R46, R47, R49, S43, S44, T44, T45 e T46.

Lower Anterior:

L33, L35, L36 e L38.

Upper and Lower Posterior:

30, 32 e 34.

SHADE:

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B3, C2, C3, D3, BL2, BL3.

COMPOSITION:

Polymethylmethacrylate
Ethylene Glycol Dimethacrylate
Fluorescent
Biocompatible Pigments
Organic additive.

SHELF LIFE:

10 years as of the date of manufacture.

ANVISA Nº: 82426979002

TECHNICAL RESPONSIBLE:

Jéssica Augusto.
CRQ IV-04270957

ARTICULATION CHART	
ANTERIOR	POSTERIOR
T44 - L33 - L35	30 - 32
T45 - L33 - L35 - L36	32 - 34
T46 - L35 - L36 - L38	32 - 34
O43 - L33 - L35 - L36	30 - 32
O47 - L38 - L39	34
R45 - L33 - L35	32
R46 - L33 - L35 - L36	32 - 34
R47 - L38	34
R49 - L38	34
S43 - L33 - L35 - L36	30 - 32
S44 - L33 - L35 - L36 - L38	30 - 32 - 34

ATTENTION: Use our free support channels to obtain the correlation between the purchased product and the corresponding usage instruction version. To obtain, free of charge, these Instructions for Use in printed format, ask the customer service (SAC) on 0800 058 8888.

INDICACIÓN:

Evolut DLA adecuado para prótesis completas, prótesis parciales removibles, protocolos sobre implantes, restauraciones o prótesis provisionales. Su excelente resistencia a la abrasión y durabilidad lo convierten en la opción ideal para rehabilitaciones dentales, aportando no sólo funcionalidad, sino también comodidad y estética para sus pacientes.

CONTRAINDICACIONES:

Efectos secundarios adversos desconocidos cuando el producto se utiliza según los procedimientos habituales.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Conservar protegido de luz y calor.
Solo para uso dental.
Utilice la guía de colores y la mesa de articulación Evolut DLA.

INSTRUCCIONES DE USO:

Seguir los procedimientos usuales para elección, montaje, articulación, acrilización, control microbiológico y mantenimiento de la prótesis, así como para protección individual.

Para mejor adhesión de los dientes al polímero de la base de la prótesis, quitar el brillo de la base del diente con una herramienta abrasiva. Tras aislamiento de la mufla y antes de la aplicación de la resina, limpiar la base de los dientes con removedor de ceras.

Recomendaciones al paciente: Para aumentar la durabilidad de los dientes, se recomienda una higienización diaria sin uso de sustancias agresivas, como ácidos o álcalis.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

- Evolut DLA (Double Linked Active) cuenta con un aditivo orgánico innovador, capaz de ofrecer beneficios excepcionales gracias al doble refuerzo de doble crosslink, aumentando la resistencia al desgaste y al impacto. Este avanzado sistema prolonga la vida útil de la prótesis y proporciona un mayor confort al paciente.
- Prensado en tres capas, proporcionando un aspecto natural y realista.
- Anatomía desarrollada para proporcionar dientes con características naturales, con texturas específicas que transmiten translucidez y realismo a la prótesis.
- Producción de alta precisión mediante matrices de acero desarrolladas con tecnología CAD/CAM, garantizando una mayor simetría y riqueza de detalles.
- Materias primas seleccionadas y compatibles con la base de la prótesis, garantizando una mejor adhesión e integración.
- Amplia gama de colores y formas.
- Estabilidad del color de las capas mejoradas, garantizando una estética duradera y natural.
- Bordes incisales característicamente azulados, brindando excelentes resultados estéticos.

- Pigmentos biocompatibles, seguros y aptos para uso dental.
- Fluorescencia natural, dando un aspecto auténtico bajo diferentes condiciones de iluminación.
- Conforme a la norma ISO 22112, que garantiza la calidad y la seguridad.

MODELOS:

Anteriores Superiores:

O43, O47, R45, R46, R47, R49, S43, S44, T44, T45 e T46.

Anteriores Inferiores:

L33, L35, L36 e L38.

Posteriores Superiores e Inferiores:

30, 32 e 34.

COLORES:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, C2, C3, D3, BL2, BL3.

COMPOSICIÓN:

Polimetilmetacrilato
Dimetacrilato de Etilenglicol
Fluorescente
Pigmentos Biocompatibles
Aditivo orgánico.

VALIDEZ:

10 años a partir de la fecha de fabricación.

ANVISA N°: 82426979002

RESPONSABLE TECNICO:

Jéssica Augusto
CRQ IV – 04270957

TABLA DE ARTICULACIÓN	
ANTERIOR	POSTERIORES
T44 - L33 - L35	30 - 32
T45 - L33 - L35 - L36	32 - 34
T46 - L35 - L36 - L38	32 - 34
O43 - L33 - L35 - L36	30 - 32
O47 - L38 - L39	34
R45 - L33 - L35	32
R46 - L33 - L35 - L36	32 - 34
R47 - L38	34
R49 - L38	34
S43 - L33 - L35 - L36	30 - 32
S44 - L33 - L35 - L36 - L38	30 - 32 - 34

ATENCIÓN: Utilice nuestros canales de soporte gratuitos para obtener la correlación entre el producto adquirido y la versión de instrucciones de uso correspondiente. Para obtener, de forma gratuita, estas Instrucciones de Uso en formato impreso, solicítelas al servicio de atención al cliente (SAC) en el 0800 058 8888.