

# POSTERIORES, SUPERIORES E INFERIORES

Upper and lower posteriors



**30M**  
(L5) 29,2  
(L6) 7,9  
(L7) 31,2  
(L8) 8,5



**32M**  
(L5) 31,4  
(L6) 8,7  
(L7) 33,6  
(L8) 9,1




**30L**  
(L5) 29,4  
(L6) 8,6  
(L7) 31,7  
(L8) 8,7



**32L**  
(L5) 31,7  
(L6) 8,6  
(L7) 33,6  
(L8) 9



**34L**  
(L5) 33,2  
(L6) 9,7  
(L7) 35,7  
(L8) 9,6



0800 058 8888  
sac@evoden.com.br  
evoden.com.br

**DENTES DE RESINA ACRÍLICA PARA PRÓTESES DENTÁRIAS**  
Seguir os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrílização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual.  
**Recomendações ao paciente:** Para aumentar a durabilidade dos dentes é recomendada uma higienização diária sem uso de substâncias agressivas como ácidos ou álcalis.  
**Composição:** Polimetilmetacrilato - Dimetacrilato - Fluorescente - Pigmentos Biocompatíveis.  
**Armazenagem:** Conservar ao abrigo de luz e calor.  
**Embalagem:** 14 placas anteriores ou 10 placas posteriores.

**ACRYLIC RESIN TEETH FOR DENTAL PROSTHESES**  
Follow the usual procedures for choice, waxing-up, articulation, polymerization, infection-control and maintenance of the prosthesis, as well as for individual protection.  
**Indications for the patient:** To increase the teeth durability it is highly recommended to avoid contact with alkalis, acids or other substances that can damage acrylic materials during the daily hygiene.  
**Composition:** Polymethylmethacrylate - Dimethacrylate - Fluorescent - Biocompatible Pigments.  
**Storage:** Keep protected from light and heat.  
**Packing Units:** 14 anterior sets or 10 posterior sets.

**DIENTES DE RESINA ACRÍLICA PARA PRÓTESIS DENTALES**  
Seguir los procedimientos usuales para selección, montaje, articulación, polimerización, control microbiológico y mantenimiento de la prótesis, tanto como para protección individual.  
**Recomendaciones al paciente:** Para aumentar la duración de los dientes es recomendada una higienización diaria sin usar sustancias agresivas como ácidos o álcalis.  
**Composición:** Polimetilmetacrilato - Dimetacrilato - Fluorescente - Pigmentos Biocompatibles.  
**Almacenamiento:** Conservar protegido de luz y calor.  
**Empaque:** 14 placas anteriores o 10 placas posteriores.

**EVODEN INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.**  
Rua Genésio de Bem, 1634, Distrito Industrial.  
CEP 13.633-428. Pirassununga, São Paulo, Brasil.  
CNPJ: 44.136.221/0001-67. Indústria Brasileira.  
Made in Brazil. Hecho in Brasil.  
Fone + 55 (19) 3565-8888.  
Anvisa nº: 82426979002  
**Responsável Técnico:**  
Jéssica Augusto. CRQ IV-04270957.

Catálogo Evodent - 27977 - Rev. 01



**DENTES ACRÍLICOS**  
Acrylic teeth / Dientes acrílicos  
Produto médico de uso único.



## CATÁLOGO DE FORMAS


Mold chart / Carta de formas



# ANTERIORES SUPERIORES

Upper Anteriors

		<b>3M</b> (L1) 38,4 (L2) 7,1 (H1) 9,1 (3) 10,4
		<b>2D</b> (L1) 41,0 (L2) 7,4 (H1) 9,2 (3) 10,4
		<b>3D</b> (L1) 43,7 (L2) 8,1 (H1) 9,0 (3) 10,6
		<b>2N</b> (L1) 40,8 (L2) 7,5 (H1) 9,8 (3) 11,7
		<b>3N</b> (L1) 42,6 (L2) 8 (H1) 10 (3) 11,7
		<b>263</b> (L1) 42,1 (L2) 7,6 (H1) 9,7 (3) 11,7
		<b>3P</b> (L1) 47,6 (L2) 8,4 (H1) 10,3 (3) 11,8
		<b>A25</b> (L1) 43,2 (L2) 8,4 (H1) 9,2 (3) 11,1



**FORMATO DO DENTE DE ACORDO COM O BIOTIPO**  
Tooth shape according to biotype  
Formato del diente de acuerdo al biotipo

- TRIANGULAR**  
Tapered  
Triangular
- ESBELTO**  
Slender  
Esbelto
- QUADRADO**  
Square  
Cuadrado
- ATLÉTICO**  
Athletic  
Atlético
- OVAL**
- ROBUSTO**  
Robust  
Robusto

# ANTERIORES SUPERIORES

Upper Anteriors

		<b>A26</b> (L1) 45,8 (L2) 8,7 (H1) 9,4 (3) 11,1
		<b>2P</b> (L1) 45,6 (L2) 8,5 (H1) 11 (3) 13,1
		<b>264</b> (L1) 44,1 (L2) 8 (H1) 10,3 (3) 12,3
		<b>266</b> (L1) 49 (L2) 9,1 (H1) 11,7 (3) 14,7
		<b>38</b> (L1) 49,4 (L2) 9,2 (H1) 11 (3) 12,8

## TABELA DE ARTICULAÇÃO

Articulation Chart  
Tabla de Articulación

ANTERIOR	POSTERIORES
2D - 2D	30L - 30M
3D - 3D	30M - 32M
3M - 3M	30M
2N - 2N	30L
3N - 3N	30L - 32M
2P - 2P	32L - 34L
3P - 3P	32L - 32M
A25 - A25	30M - 32M
A26 - A26	32M
263 - 2N	30L - 30M
264 - A25	32L - 32M
266 - 266	34L
38 - 266	34L
1D - 3M	30M
133 - 3M	30M
A23 - 3M	30M

## ESCALA DE CORES


Shade Guide / Guía de Colores

60 62 65\* 66 67 69 77\* 81\*  
\*CONSULTE DISPONIBILIDADE.  
CHECK AVAILABILITY. BAJO CONSULTA.

# ANTERIORES INFERIORES

Lower Anteriors

		<b>2P</b> (L3) 34,9 (L4) 5,4 (H2) 9,7 (3) 11,7
		<b>266</b> (L3) 37,6 (L4) 5,6 (H2) 11,4 (3) 12,9
		<b>3M</b> (L3) 31,1 (L4) 4,7 (H2) 8,4 (3) 9,8
		<b>2D</b> (L3) 31,3 (L4) 4,9 (H2) 9,0 (3) 10,7
		<b>3D</b> (L3) 32,8 (L4) 5,1 (H2) 8,7 (3) 10,1
		<b>2N</b> (L3) 32,4 (L4) 5,0 (H2) 8,8 (3) 11,4
		<b>3N</b> (L3) 33,5 (L4) 4,9 (H2) 9 (3) 10,9
		<b>3P</b> (L3) 37 (L4) 5,6 (H2) 9,7 (3) 11,4
		<b>A25</b> (L3) 34,6 (L4) 5,4 (H2) 9,4 (3) 11,1
		<b>A26</b> (L3) 35,8 (L4) 5,4 (H2) 8,4 (3) 10,5



# DIFERENCIAIS

Differentials  
Diferenciales



**TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO PELO SISTEMA CAD/CAM**  
Production technology by CAD/CAM system  
Tecnología de producción por sistema CAD/CAM



**PARES SIMÉTRICOS**  
Symmetrical pairs  
Lados simétricos



**PADRÃO DE QUALIDADE CONSTANTE**  
Constant quality standard  
Estándar de calidad constante

