

INDICAÇÃO:

Silicone de condensação, extra duro, para confecção e reparo em trabalhos protéticos.

ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES:

- Conservar ao abrigo de calor e umidade.
- Manter o recipiente fechado após o uso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tempo de presa inicial mínimo de 3 a 5 minutos

Dureza final mínima: 80 Shore A

INSTRUÇÕES DE USO:

Para 1 colher de medida de Evosil Lab, adicionar 4cm de Evosil Catalisador.

APRESENTAÇÕES:

Evosil Lab: 900 g

Colher dosadora

Evosil Catalisador: 40 g.

CORES:

Evosil Lab: Azul

Evosil Catalisador: Vermelha

COMPOSIÇÃO:

Evosil Lab: Dióxido de Silício, Polidimetil Siloxano, Hidrocarbonetos e Pigmento.

Evosil Catalisador: Óleo mineral, Alquilsilano e Composto de Estanho.

VALIDADE:

Evosil Lab: 24 meses

Evosil Catalisador: 36 meses

Produto isento de Registro pelo Ministério da Saúde.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Jéssica Augusto.
CRQ IV-04270957

ATENÇÃO: Utilize nossos canais gratuitos de atendimento para obter a correlação entre o produto fornecido e a versão da instrução de uso correspondente. Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao serviço de atendimento ao cliente (SAC) por meio do 0800 058 8888.

INDICATION:

Extra hard condensation silicone, for manufacturing and repairs in prosthetic works

WARNING AND PRECAUTIONS:

- Store away from heat and moisture.
- Keep container closed after use.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Minimum initial setting time of 3 to 5 minutes

Minimum final hardness: 80 Shore A

INSTRUCTIONS FOR USE:

For 1 measuring spoon of Evosil Lab, add 4cm of Evosil Catalyst.

PRESENTATIONS:

Evosil Lab: 900 g

Dosing spoon

Evosil Catalyst: 40 g

COLORS:

Evosil Lab: Blue

Evosil Catalyst: Red

COMPOSITION:

Evosil Lab: Silicon dioxide, polydimethyl siloxane, hydrocarbons and pigment.

Evosil Catalyst: Mineral oil, alkylsilane and tin compound.

VALIDITY:

Evosil Lab: 24 months

Evosil Catalyst: 36 months

Product exempt from registration by the Ministry of Health.

TECHNICAL MANAGER:

Jéssica Augusto.
CRQ IV-04270957

ATTENTION: Use our free support channels to obtain the correlation between the purchased product and the corresponding usage instruction version. To obtain, free of charge, these Instructions for Use in printed format, ask the customer service (SAC) on 0800 058 8888.

INDICACIÓN:

Silicona de condensación, extra dura, para trabajos protésicos.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Almacenar lejos del calor y la humedad.
- Conservar el recipiente cerrado después de su uso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tiempo mínimo de permanencia inicial: de 3 a 5 minutos

Dureza final mínima: 80 Shore A

INSTRUCCIONES DE USO:

Para 1 cuchara dosificadora de Evosil Lab, añadir 4cm de Evosil Catalizador.

PRESENTACIONES:

Evosil Lab: 900 g.

Cuchara dosificadora

Evosil Catalizador: 40 g.

COLORES:

Evosil Lab: Azul

Evosil Catalizador: Rojo

COMPOSICIÓN:

Evosil Lab: Dióxido de silicio, polidimetil siloxano, hidrocarburos y pigmento.

Evosil Catalizador: Aceite mineral, alquilsilano y compuesto de estaño.

VALIDEZ:

Evosil Lab: 24 MESES











Evosil Catalizador: 36 MESES

Producto exento de registro por el Ministerio de Sanidad.

RESPONSABLE TÉCNICO:

Jéssica Augusto.
CRQ IV-04270957

ATENCIÓN: Utilice nuestros canales de soporte gratuitos para obtener la correlación entre el producto adquirido y la versión de instrucciones de uso correspondiente. Para obtener, de forma gratuita, estas Instrucciones de Uso en formato impreso, solicítelas al servicio de atención al cliente (SAC) en el 0800 058 8888.

PT-BR SÍMBOLO EN SYMBOL ES SÍMBOLO	PT-BR DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO EN SYMBOL DESCRIPTION ES DESCRIPCIÓN DEL SÍMBOLO
	PT-BR Fabricante EN Manufacturer ES Fabricante
	PT-BR Registro de Responsabilidade Técnica EN Registration of Technical Responsibility ES Registro de responsabilidad técnica
	PT-BR Mantenha longe da luz solar EN Keep away from sunlight ES Mantener alejado de la luz solar
	PT-BR Manter seco EN Keep dry ES Mantener seco
	PT-BR Leia as instruções de uso EN Read the instructions for use ES Lea las instrucciones de uso
	PT-BR Fabricação EN Date of manufacture ES Datos de fabricación
	PT-BR Lote EN Batch code ES Código de lote
	PT-BR Identificação única de dispositivos EN Unique device identifier ES Identificación única del dispositivo
	PT-BR Número de referência EN Catalogue number ES Número de catalogo
	PT-BR Data de validade EN Use-by date ES Utilizar por fecha